


SERIE BETA 2023**SCHEDA TECNICA****MOD. Cuneo. Forma in
schiuma
AR- NS0969*****Cuneo. Forma in schiuma AR- NS0969*****DESCRIZIONE**

dimensioni: 60 x 60 x 30 cm; rivestimento: tessuto PVC senza ftalati, resistente all'abrasione; fondo antiscivolo in tessuto PVC testurizzato; imbottitura: schiuma poliuretanicà altamente elastica

Peso: 2,50Kg



Made in Italy