

SERIE BETA 2023**SCHEDA TECNICA****MOD. Rullo piccolo.****Forma in schiuma****AR- NS0145*****Rullo piccolo. Forma in schiuma AR- NS0145*****DESCRIZIONE**

dimensioni: 60 x 15 cm; rivestimento: tessuto PVC senza ftalati, resistente all'abrasione;
imbottitura: schiuma poliuretana con la massima elasticità

Peso: 1,50Kg

The logo features the text "Made in Italy" in a black serif font, positioned above a stylized graphic of the Italian flag's colors (green, white, and red) arranged in a curved, wave-like pattern.