

**SERIE BETA 2023****SCHEDA TECNICA****MOD. Mezzo rotolo  
largo blu. Forma in schiuma  
AR- NS2275****Mezzo rotolo largo blu. Forma in schiuma AR- NS2275****DESCRIZIONE**

dimensioni: 60 x 30 x 20 cm; rivestimento: tessuto PVC senza ftalati, resistente all'abrasione; imbottitura: schiuma poliuretanicà ad altissima elasticità

Peso: 1,50Kg



*Made in Italy*