

**SERIE BETA 2023****SCHEDA TECNICA****MOD. Sedia per  
riabilitazione  
AR- NS0595****Sedia per riabilitazione AR- NS0595****DESCRIZIONE**

La sedia è destinata soprattutto ai bambini disabili. Grazie al piano inclinato della sedia, il bambino è in una posizione che gli permette di manipolare gli oggetti che ha davanti. Il rullo con velcro mantiene il bambino in una posizione adeguata e comoda.

dimensioni: 110x70x36 cm;

poltrona e rullo inclusi;

forte connessione in velcro;

rivestimento: tessuto PVC senza ftalati, resistente all'abrasione;

fondo antiscivolo in tessuto PVC testurizzato;

imbottitura: schiuma poliuretana altamente elastica

Peso: 6,20Kg



*Made in Italy*