


SERIE BETA 2023**SCHEDA TECNICA****MOD. Percorsi riabilitativi
per i più piccoli. Set di 4
AR- NS3419*****Percorsi riabilitativi per i più piccoli. Set di 4 AR- NS3419*****DESCRIZIONE**

dimensioni: 60 x 156 x 20 cm; rivestimento: tessuto PVC senza ftalati, resistente all'abrasione; fondo antiscivolo in tessuto PVC testurizzato; imbottitura: schiuma poliuretanicà ad altissima elasticità

Peso: 5,00Kg



Made in Italy