

SCHEDA TECNICA

SGABELLO CON POGGIAPIEDI



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR7008

Codice Me.Pa: AR7008

DIMENSIONI:

H 88/113 LARG. 40 PROF. 63 HS 56/81 PROF. SED. 39

DESCRIZIONE:

Sgabello struttura in nylon nera, con poggiatesta, alzo gas, piedini fissi o ruote autofrenanti, meccanica contatto permanente per regolazione di altezza e inclinazione del sedile e schienale.

Sedile e schienale in faggio verniciato naturale.

“possibilita’ verniciatura ignifuga di sedile e schienale a richiesta con sovrapprezzo per min.15 pz.”

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/sgabello-con-poggiatesta-2/

