

SCHEDA TECNICA

SGABELLO STRUTTURA IN NYLON NERA



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR7002

Codice Me.Pa: AR7002

DIMENSIONI:

H 96/121 LARG. 47 PROF. 63 HS 61/86 PROF. SED. 45

DESCRIZIONE:

Sgabello struttura in nylon nera, con poggiatesta, alzo gas, piedini fissi o ruote autofrenanti, meccanica contatto permanente per regolazione di altezza e inclinazione del sedile e schienale, rivestimento in tessuto o finta pelle in vari colori.

COLORI DISPONIBILI:

Rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/sgabello-struttura-in-nylon-nera/

