

SCHEDA TECNICA

ARMADIO PER LABORATORIO CON 4 ANTE IN VETRO



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARPN-120

Codice Me.Pa: ARPN-120

DIMENSIONI:

- 120x50x180 H

DESCRIZIONE:

Realizzati con pannelli modulari in nobilitato, biplaccato in laminato plastico composto da:
N.2 vani interni.

N.4 ripiani interni regolabili.

N.4 ante scorrevoli in vetro trasparente 6/7 mm

SERRATURE DISPONIBILI:



ARS1


ARS2

ARS3

ARS4

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/armadio-per-laboratorio-con-4-ante-in-vetro-arn-120/

