

SCHEMA TECNICA

ARMADIETTO SOTTOBANCO ANTE E CASSETTI



CODICE PRODOTTO:

Sito: ML0781

Codice Me.Pa: ML0781

DIMENSIONI:

- 120x36x71 H

DESCRIZIONE:

N.1 cassa di colore grigio silver con dimensione modulare cm. 120x36x71h.

N.2 porta a battuta con rivestimento perimetrale con bordi in ABS spessore mm 2.

N.2 cassetti a battuta con rivestimento perimetrale in ABS

N.1 vano interno con 1 ripiano spostabile su reggimensole.

N.2 maniglia senza spigoli con finitura in alluminio .

N.4 ruote gemelle in poliuretano di cui le 2 anteriori con freno.

N.4 cerniere per porte, in acciaio, con aperture a 90° regolabili.

Scorrimento leggero, silenzioso e preciso su 4 rotelle

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/armadietto-sottobanco-ante-e-cassetti-ml0781/

