

SCHEDA TECNICA

AULA A PETTINE MONOFRONTI 24 POSTI



CODICE PRODOTTO:

Sito: BPM-0012

Codice Me.Pa: BPM-0012

DIMENSIONI:

- 570×180+60+180×90/145 H

DESCRIZIONE:

Le aule a pettine rappresentano una delle soluzioni più razionali ed economiche per il laboratorio. Le adduzioni generali acqua, gas ed elettricità e lo scarico acqua, sono collocate in un'unica ristretta arca in testa, a richiesta in coda al complesso a pettine. Le tubazioni e le diramazioni ai servizi sui banchi sono alloggiati nel tunnel centrale di collegamento, riducendo così al massimo i punti di adduzione e scarico dell'aula. I complessi a pettine sono costituiti fondamentalmente da una serie di banchi base accoppiati tra loro attraverso il tunnel di collegamento. Negli elementi monofronte viene fornito uno sportello sul fronte di lavoro, mentre in quelli bifronte gli sportelli sono su ambo i lati. Le antine sono completamente estraibili per l'ispezione degli impianti ricavati all'interno.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/aula-a-pettine-monofronte-24-posti-bpm-0012/

