

## SCHEDA TECNICA

---

### BANCO CON BRACCIO ASPIRANTI



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: BCRBA-180

Codice Me.Pa: BCRBA-180

**DIMENSIONI:**

- 180 × 160 × 90 H

#### DESCRIZIONE:

Banco centrale sez.c 60x30 mm. Dim.cm.l.180x160x90h composto da: n.2 basamenti metallici sez.c 60x30 mm. N.1 parete alzata alta n.2 piani monolitico 180x75x3,5h n.2 pannelli copriservizi

#### COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



#### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/banco-con-braccio-aspiranti-bcrba-180/](http://www.arrelab.it/product/banco-con-braccio-aspiranti-bcrba-180/)

---

