

SCHEDA TECNICA

BANCO CON BRACCIO ASPIRANTE



CODICE PRODOTTO:

Sito: SCPBA-150

Codice Me.Pa: SCPBA-150

DIMENSIONI:


- 150 × 75 × 90 H

DESCRIZIONE:

Banco parete sez.c 60x30 mm. Dim.cm.l.150x85x90h composto da: n.1 basamenti metallici sez.c 60x30 mm. N.1 parete alzata bassa n.1 piani monolitico 180x85x3,5h n.2 pannelli copriservizi n.1

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-scpba-150/

