

## SCHEDA TECNICA

---

### BANCO CON BRACCI ASPIRANTI



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: BPBA-180

Codice Me.Pa: BPBA-180

**DIMENSIONI:**


- 180 × 75 × 90 H

#### DESCRIZIONE:

Banco parete sez.c 60x30 mm. Dim.cm.l.180x85x90h composto da: n.1 basamenti metallici sez.c 60x30 mm. N.1 parete alzata bassa n.1 piani monolitico 180x75x3,5h n.2 pannelli copriservizi n.2

#### COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



#### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-bpba-180/](http://www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-bpba-180/)

---

