

SCHEDA TECNICA

BANCO CON BRACCI ASPIRANTI



CODICE PRODOTTO:

Sito: BCFIBA-180

Codice Me.Pa: BCFIBA-180

DIMENSIONI:


- 180 × 160 × 90 H

DESCRIZIONE:

Banco centrale sez. l 60x30 mm. Dim.cm.l. 180x160x90h. Composto da: n.1 basamenti metallico n.2 piani monolitico 180x75x3,5h n.2 pannelli copriservizi n.4 braccio aspiranti

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-bcfiba-180/

