

## SCHEDA TECNICA

---

### BANCO CON BRACCI ASPIRANTI



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: BCFIBA-150

Codice Me.Pa: BCFIBA-150

**DIMENSIONI:**


- 150 × 160 × 90 H

#### DESCRIZIONE:

Banco centrale sez. l 60x30 mm. Dim.cm.l. 150x160x90h. Composto da: n.1 basamenti metallico n.2 piani monolitico 150x75x3,5h n.2 pannelli copriservizi n.4 braccio aspiranti

#### COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



#### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-bcfiba-150/](http://www.arrelab.it/product/banco-con-bracci-aspiranti-bcfiba-150/)

---

