

SCHEDA TECNICA

BANCO CENTRALE CON VETRINA PENSILE



CODICE PRODOTTO:

Sito: BCP-120

Codice Me.Pa: BCP-120

DIMENSIONI:

- 120 × 160 × 90 H

DESCRIZIONE:

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura portante anteriore: fissata all'unità tecnologica composta di spalle a "C" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60×30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; traversi della stessa sezione e verniciatura applicati alle spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m².

COMPOSIZIONE:

2 x Basamenti metallici con piedini regolabili in pvc.

1 x Parete tecnica con vetrina pensile


2 x Pannelli copriservizio in nobilitato plastico classe.

PIANO DI LAVORO (standard)

Piano in bilaminato plastico, spesso 25 mm, con supporto in conglomerato legno-resine classe 1, bordatura perimetrale in ABS arrotondato.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-centrale-con-vetrina-pensile-bcp-120/

