

SCHEMA TECNICA

BANCO CENTRALE CON DUE RIPIANI IN VETRO



CODICE PRODOTTO:

Sito: BCDRV-150

Codice Me.Pa: BCDRV-150

DIMENSIONI:

- 150 × 160 × 90 H

DESCRIZIONE:

SStruttura portante anteriore: fissata all'unita tecnologica composta di spalle a "C" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60×30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; traversi sezione 60×20 spessore mm 2. con verniciatura epossidica sp.80 micron; applicati alle spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m2.

COMPOSIZIONE:

2 x Basamenti metallici con piedini regolabili in pvc.


1 x parete tecnica bassa con 2 portareagentari centrali in vetro su colonne in ottone verniciate con sistema epox.

2 x pannelli copriservizio in nobilitato plastico classe

Piano in bilaminato plastico, spesso 25 mm, con supporto in conglomerato legno-resine classe 1, bordatura perimetrale in ABS arrotondato

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-centrale-con-due-ripani-in-vetro-bcdrv-150/

