

## SCHEDA TECNICA

---

### BANCO CENTRALE



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: BCFI-180

Codice Me.Pa: BCFI-180

**DIMENSIONI:**

- 180 × 160 × 90 H

#### DESCRIZIONE:

Struttura portante anteriore: fissata all'unità tecnologica composta di spalle a "C" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60×30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; traversi sezione 60×20 spessore mm 2. con verniciatura epossidica sp.80 micron; applicati alle spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m2.

#### COMPOSIZIONE:

1x Basamento metallico con piedini regolabili in pvc.

1x Parete tecnica con vetrina pensile.


1 x Pannello copriservizio in nobilitato plastico classe.

#### PIANO DI LAVORO (standard)

Piano in bilaminato plastico, spesso 25 mm, con supporto in conglomerato legno-resine classe 1, bordatura perimetrale in ABS arrotondato.

#### COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



#### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/banco-centrale-bcfi-180/](http://www.arrelab.it/product/banco-centrale-bcfi-180/)

---

