

## SCHEMA TECNICA


## RUBINETTI LABORATORIO



CODICE PRODOTTO:  
Sito: BO2003  
Codice Me.Pa: BO2003

### DESCRIZIONE:

Rubinetto diritto con scatto di sicurezza maniglia frontale e portagomma 90°.



A=	50 mm.
	80 mm.

### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/rubineti-laboratorio-bo2003/](http://www.arrelab.it/product/rubineti-laboratorio-bo2003/)

