

## SCHEDA TECNICA

---

### VASCA IN POLIPROPILENE



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: ARVS07


Codice Me.Pa: ARVS07

**DIMENSIONI:**

- 15 × 15 × 13 H

#### DESCRIZIONE:

Vasca in Polipropilene anticorrosione stampata ad iniezione. Vasca con troppopieno incorporato sul lato lungo e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione. Leggera e maneggevole. Colore Polysink antiriflesso.



**LINK PRODOTTO:**

[www.arrelab.it/product/vasca-in-polipropilene-arvs07/](http://www.arrelab.it/product/vasca-in-polipropilene-arvs07/)

---

