

SCHEDA TECNICA

LAVELLO IN POLIPROPILENE CON VASCA CENTRALE



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARPN06


Codice Me.Pa: ARPN01

DIMENSIONI:

- 150 × 60 × 39 H

DESCRIZIONE:

Lavello in Polipropilene anticorrosione stampato ad iniezione in un unico pezzo, con bordo perimetrale antidebordante, vasca centrale e doppio colatoio laterale. Vasca con troppopieno incorporato e completa di scarico filettato, realizzata in un unico pezzo senza giunzioni. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Griglia, tappo e catenella in Polipropilene anticorrosione. Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione. Colore Polysink antiriflesso.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/lavello-in-polipropilene-con-vasca-centrale-arpn06/

