

## SCHEDA TECNICA

# PIANO IN POLIPROPILENE CON VASCA



**CODICE PRODOTTO:**

Sito: ARPN21


Codice Me.Pa: ARPN21

**DIMENSIONI:**

- 150 × 60 × 13,5 H

### DESCRIZIONE:

Piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antidebordante, stampato ad iniezione con vasca applicata. Nuovo Design con superfici completamente lisce. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano. Colore Polysink antiriflesso.



**LINK PRODOTTO:**

[www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arpn21/](http://www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arpn21/)

