

## SCHEMA TECNICA

# PIANO IN POLIPROPILENE CON VASCA



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARPN25


Codice Me.Pa: ARPN25

DIMENSIONI:

- 150 × 60 × 38,5 H

### DESCRIZIONE:

Piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antidebordante, stampato ad iniezione con vasca applicata. Nuovo Design con superfici completamente lisce. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano. Colore Polysink antiriflesso.



LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arn25/](http://www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arn25/)

