

SCHEDA TECNICA

PIANO IN POLIPROPILENE CON VASCA



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARPN38


Codice Me.Pa: ARPN38

DIMENSIONI:

- 180 × 75 × 18,5 H

DESCRIZIONE:

Piano in Polipropilene anticorrosione con bordo perimetrale antidebordante, stampato ad iniezione con vasca applicata. Nuovo Design con superfici completamente lisce. Bordi e spigoli arrotondati ed antinfortunistici. Leggero e maneggevole. Completo di sistema di fissaggio "Easy Fixing System" per una veloce e facile installazione, composto da un supporto perimetrale in Polipropilene anticorrosione già installato sotto il piano. Colore Polysink antiriflesso.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/piano-in-polipropilene-con-vasca-arpn38/

