

SCHEDA TECNICA

LABORATORIO MOBILE



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARLB100

Codice Me.Pa: ARLB100

DIMENSIONI:

- 150 × 75 x 150 H

DESCRIZIONE:

Carrello mobile extra per depositare e conservare ulteriori attrezzature e kit scientifici, piano liscio antiacido e antiscivolo 2 maniglie per il trasporto pianale laterale o sottostante per oggettistica. struttura in acciaio. 6 ruote. Per esigenze particolari il laboratorio mobile di base può essere "customizzato". Composto con: VASCA IN ACCIAIO EPOX, COLONNA ACQUA A L A 1 RUBINETTO, AUTOCLAVE CON PRESSOSTATO MECCANICO, N 2 TANICA ACQUA IN PLASTICA, KIT PRIMO SOCCORSO, ESTINTORE. E' presente quadro elettrico, prese e cavo di alimentazione.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/laboratorio-mobile-arlb100/

