


SCHEDA TECNICA

TAPPETO PISCINA OVALE



DIMENSIONI:
- 140 x 140 x 4 H


CODICE PRODOTTO:
Sito: AR568
Codice Me.Pa: AR568

DESCRIZIONE:

Il rivestimento è realizzato in eco tessuto in poliestere denominato Green cover, elastico, morbido. Al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1. Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine. Le fasce di velcro impiegate (da cm. 5), per ancorare i percorsi sono di ottima qualità e molto resistenti.

COLORI DISPONIBILI:

Rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/tappeto-piscina-ovale-ar568/

