

SCHEMA TECNICA

BANCO A PARETE CON PIANO LAMINATO



CODICE PRODOTTO:

Sito: BPDRV-150

Codice Me.Pa: BPDRV-150

DIMENSIONI:

- 150 × 81 × 90 H

DESCRIZIONE:

Struttura portante anteriore: fissata all'unità tecnologica composta di spalle a "C" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60×30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; traversi sezione 60×20 spessore mm 2. con verniciatura epossidica sp.80 micron; applicati alle spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m².

COMPOSIZIONE:

1x Basamento metallico con piedini regolabili in pvc.

1x Parete tecnica con vetrina pensile.


1 x Pannello copriservizio in nobilitato plastico classe.

PIANO DI LAVORO (standard)

Piano in bilaminato plastico, spesso 25 mm, con supporto in conglomerato legno-resine classe 1, bordatura perimetrale in ABS arrotondato.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-a-parete-con-piano-in-laminato-bpdrv-150/

