

SCHEMA TECNICA

Serie : ARIM-5



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARIM-5

Codice Me.Pa: ARIM-5

DESCRIZIONE

Microscopio trinoculare invertito a contrasto di fase, campo chiaro e campo scuro (secco), ideale per le esigenze di laboratorio (in particolare per colture cellulari), con lenti liberamente configurabili in base alle preferenze del cliente, punto oculare elevato FN 24, sistema ottico corretto all'infinito, messa a fuoco coassiale, tavolino meccanico, condensatore di Abbe e potente X-LED 8 W a temperatura di colore bianco uniforme. Robusto e incredibilmente affidabile, è dotato di tutti i comandi principali in posizione ergonomica e di illuminazione LED di lunga durata per garantire oltre 20 anni di utilizzo.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arim-5

