

SCHEDA TECNICA

Serie : ARSZX-B



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARSZX-B

Codice Me.Pa: ARSZX-B

DESCRIZIONE

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni per qualsiasi laboratorio. Ideale per università, esperti e comuni requisiti di laboratorio di routine. Vista Greenough 3D per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo. Numero di campo 22 mm e ampia distanza di lavoro (fino a 110 mm). Rapporto zoom 6,72:1 : ingrandimento zoom da 6,7x a 45x. Osservazione simultanea di oculare e fotocamera. Soluzione conveniente per applicazioni diversificate.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arszx-b

