

## SCHEMA TECNICA

---

Serie : ARSZX-BA



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARSZX-BA

Codice Me.Pa: ARSZX-BA

### DESCRIZIONE

Analisi avanzata con ingrandimento ad alta potenza. Progettate appositamente per condizioni di zoom particolarmente performanti, visualizzazione Greenough 3D per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo, numero di campo 23 mm e ampia distanza di lavoro (fino a 110 mm), rapporto di zoom 8,46:1 – ingrandimento zoom da 6,5x a 55x e cambio di ingrandimento elevato dalla panoramica ai dettagli minuscoli.

LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arszx-ba](http://www.arrelab.it/product/serie-arszx-ba)

