

SCHEDA TECNICA

Serie : ARSZX-T



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARSZX-T

Codice Me.Pa: ARSZX-T

DESCRIZIONE

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni per qualsiasi laboratorio. Ideale per università, esperti e comuni requisiti di laboratorio di routine, vista Greenough 3D per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo, numero di campo 22 mm e ampia distanza di lavoro (fino a 110 mm), rapporto di zoom 6,72:1: ingrandimento zoom da 6,7x a 45x e soluzione conveniente per applicazioni diversificate.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arszx-t

