

SCHEDA TECNICA

Serie : ARSZX-TA



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARSZX-TA

Codice Me.Pa: ARSZX-TA

DESCRIZIONE

Analisi avanzata con ingrandimento ad alta potenza. Progettate appositamente per condizioni di zoom particolarmente performanti, visualizzazione Greenough 3D per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo, numero di campo 23 mm e ampia distanza di lavoro (fino a 110 mm), rapporto di zoom 8,46:1 – ingrandimento zoom da 6,5x a 55x, osservazione simultanea di oculare e fotocamera e cambio di ingrandimento elevato dalla panoramica ai dettagli minuscoli.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arszx-ta

