

SCHEDE TECNICA

Serie : ARSZO-B



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARSZO-B
Codice Me.Pa: ARSZO-B

DESCRIZIONE

Progettate per estrema affidabilità e ripetibilità
» Garantiscono la visione più nitida, elevata produttività, analisi ripetitiva
» Vista Greenough 3D
per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo » Numero di campo 23 mm e distanza di lavoro extra large (fino a 110 mm)
» Rapporto di zoom 6,72:1 – ingrandimento zoom da 6,7x a 45x
» Click-stop multiposizione – non c'è bisogno di spostare gli occhi dagli oculari

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arszo-b

