

SCHEDE TECNICA

Serie : ARSZO-T



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARSZO-T
Codice Me.Pa: ARSZO-T

DESCRIZIONE

Indirizzate per estrema affidabilità e ripetibilità. Garantiscono la visione più nitida, elevata produttività, analisi ripetitiva, vista Greenough 3D per immagini ad alta risoluzione e ampia profondità di campo, numero di campo 23 mm e distanza di lavoro extra large (fino a 110 mm), rapporto di zoom 6,72:1 – ingrandimento zoom da 6,7x a 45x, osservazione simultanea di oculare e telecamera e click-stop multiposizione – non c'è bisogno di spostare gli occhi dagli oculari.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arszo-t

