

## SCHEDA TECNICA

---

Serie : ARSZ-ST7



CODICE PRODOTTO:  
Sito: ARSZ-ST7  
Codice Me.Pa: ARSZ-ST7

### DESCRIZIONE

Luce trasmessa X-LED T di prima classe , con LED disposti geometricamente e luce incidente X-LED 3 a doppio collo di cigno flessibile e orientabile liberamente L'imponente illuminazione incidente generata dall'esclusivo sistema di illuminazione X-LED 3, disposto in due bracci flessibili a collo di cigno (ciascuno da 3,6 W, per un totale di 7,2 W), è combinata con un disco X-LED T1 extra-large e orientabile a 12 LED (2 W) per l'illuminazione trasmessa.

LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arsz-st7](http://www.arrelab.it/product/serie-arsz-st7)

---

