

## SCHEMA TECNICA

---

Serie : ARSZP-6e



CODICE PRODOTTO:  
Sito: ARSZP-6e  
Codice Me.Pa: ARSZP-6e

### DESCRIZIONE

Testa ergonomica stereozoom binoculare CMO (Galileiana) che garantisce una postura del corpo ultra confortevole, con inclinazione regolabile da 0 a 35°, regolazione diottrica su entrambi gli oculari e rapporto di zoom 6,25:1 .

### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arszp-6e](http://www.arrelab.it/product/serie-arszp-6e)

---

