

## SCHEMA TECNICA

---

Serie : ARSZP-FL



CODICE PRODOTTO:  
Sito: ARSZP-FL  
Codice Me.Pa: ARSZP-FL

### DESCRIZIONE

Attacco per applicazioni di fluorescenza solo per stereomicroscopi SZP .  
Utilizzato in molte applicazioni come biologia, botanica, elettronica,  
materiali, medicina legale. Dotato di illuminatore con lampada al mercurio  
HBO da 100 W.  
Da abbinare a qualsiasi modello ARSZP.

LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arszp-fl](http://www.arrelab.it/product/serie-arszp-fl)

