

SCHEMA TECNICA

Serie : ARST-155



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARST-155
Codice Me.Pa: ARST-155

DESCRIZIONE

Moderno, grande stativo semplice dotato di illuminazione LED trasmessa e incidente , entrambe con controllo di intensità. Viene fornito completo di supporto per testa e meccanismo di messa a fuoco.
Dimensioni base: 330×285 mm. Altezza: 38 mm. Altezza braccio fisso: 340 mm.
Testa non inclusa.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arst-155

