

SCHEDA TECNICA

Serie : ARCLD-01



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARCLD-01

Codice Me.Pa: ARCLD-01

DESCRIZIONE

Illuminatore flessibile e professionale a luce fredda con sistema LED da 14W ad alta potenza ed extra-efficienza, estremamente luminoso ed uniforme. Potenza ottica: >1000 lumen. Temperatura colore: bianco puro 6.300 K. Potenziometro di controllo della luminosità, alimentatore esterno.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arclid-01

