


SCHEDA TECNICA

Serie : ARCL-11.1



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARCL-11.1

Codice Me.Pa: ARCL-11.1

DESCRIZIONE

Guida a doppio braccio per CLD-01, con lenti di messa a fuoco.
Lunghezza braccio 500 mm. Ogni braccio è dotato di adattatore per lenti di messa a fuoco.

Illuminamento (a 10 cm di distanza): 100.000 lux

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arcl-11.1

