

SCHEDA TECNICA

Serie : ARCL-12



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARCL-12
Codice Me.Pa: ARCL-12

DESCRIZIONE

Guida in fibra ottica ad anello per CLD-01. Lunghezza 700 mm, diametro 16 mm.

L'estremità circolare è adatta a tutte le serie, utilizzando le tre viti di bloccaggio. Diametro dell'anello di fissaggio: 55 mm. Illuminamento (a 10 cm di distanza): 40.000 lux .

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arcl-12

