

SCHEDA TECNICA

Serie : ARCL-32



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARCL-32
Codice Me.Pa: ARCL-32

DESCRIZIONE

Illuminatore a braccio con piastra di fissaggio magnetica, alimentazione tramite USB.

Sorgenti luminose: LED; Con LED ad alta efficienza da 2W.

Temperatura colore: bianco puro 6.300 K;

Flusso luminoso: 200 lm;

Illuminamento: 20.000 (su 5 cm di diametro).

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arcl-32

