

SCHEDA TECNICA

Serie : ARCL-33



CODICE PRODOTTO:
Sito: ARCL-33
Codice Me.Pa: ARCL-33

DESCRIZIONE

Coppia di illuminatori a braccio con piastre di fissaggio magnetiche, base in metallo, USB.

Sorgenti luminose: LED; Con LED ad alta efficienza da 2W.

Temperatura colore: bianco puro 6.300 K;

Flusso luminoso: 200 lm (x2);

Illuminamento: 20.000 (su diametro 5 cm)

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arcl-33

