

SCHEDA TECNICA

Serie : ARCL-18

CODICE PRODOTTO:
Sito: ARCL-18
Codice Me.Pa: ARCL-18



DESCRIZIONE

Sistema di illuminazione professionale che include 96 LED per una maggiore uniformità e luminosità della luce, e filtro polarizzatore rotante integrato e filtri analizzatori per una polarizzazione completa, ideale per ridurre abbagliamenti e riflessi quando si guardano parti metalliche.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arcl-18

