

SCHEDA TECNICA

Serie : ARC-B10+



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARC-B10+

Codice Me.Pa: ARC-B10+

DESCRIZIONE

Fotocamera ad alta velocità e facile da usare, con alta risoluzione (10 MP), sensore CMOS e connessione USB3.0 , consigliata per applicazioni di base/generali in ambito didattico e domestico, in particolare su campioni in movimento.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arc-b10+

