

SCHEDA TECNICA

Serie : ARC-P3



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARC-P3

Codice Me.Pa: ARC-P3

DESCRIZIONE

Fotocamera professionale ma molto facile da usare con risoluzione da 3,1 MP , sensore CMOS SONY EXMOR e connessione USB3.0 , consigliata per scopi scientifici o industriali generici che richiedono una trasmissione a velocità elevata. L'alloggiamento compatto ed elegantemente progettato nasconde le ultime tecnologie in fatto di fotocamere.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arc-p3

