

## SCHEDA TECNICA

---

Serie : ARC-P5GS

CODICE PRODOTTO:

Sito: ARC-P5GS

Codice Me.Pa: ARC-P5GS



### DESCRIZIONE

Fotocamera professionale ma molto facile da usare con risoluzione da 5 MP , ampio sensore SONY EXMOR CMOS , connessione USB3.0 e modalità Global Shutter . La modalità Global Shutter può essere facilmente considerata una modalità di esposizione "Snapshot", perfetta per catturare immagini di oggetti in movimento e consentire la cattura "freeze frame" di eventi in rapido cambiamento, esponendo ogni singolo pixel simultaneamente. Inoltre, la generosa gamma dinamica offre un'ottima risposta a luce e oscurità simultaneamente, consigliata per applicazioni di luce polarizzata.

LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arc-p5gs](http://www.arrelab.it/product/serie-arc-p5gs)

---

