

SCHEDA TECNICA

Serie : ARC-WH5SC



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARC-WH5SC

Codice Me.Pa: ARC-WH5SC

DESCRIZIONE

Pacchetto salvaspazio all-in-one , con monitor Full HD da 11,5" con funzione di inclinazione e telecamera FULL HD professionale ma intuitiva con 1080p. Telecamera intelligente e intuitiva con doppia uscita (HDMI e Wi-Fi) con buona risoluzione (fino a 5 MP), sensore SONY CMOS di alta qualità e connessione HDMI/Wi-Fi, consigliata per operazioni di routine e ogni volta che sono necessarie misurazioni. Non è richiesta alcuna installazione di software con acquisizione di immagini e video su scheda SD in modalità HDMI. Non sono richiesti router o applicazioni esterne grazie alla connessione rapida e semplice della telecamera.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arc-wh5sc

