

## SCHEDA TECNICA

---

Serie : ARC-P1CCGS



CODICE PRODOTTO:  
Sito: ARC-P1CCGS  
Codice Me.Pa: ARC-P1CCGS

### DESCRIZIONE

Superba, sbalorditiva telecamera SONY EXMOR CMOS con otturatore globale a bassa risoluzione (1,7 MP) , sensore grande raffreddato e connessione USB3.0 , consigliata per applicazioni scientifiche specifiche, in particolare collegate alla microscopia a fluorescenza. I punti chiave principali sono l'otturatore globale caratterizzato dalla sua sensibilità, che rende questa serie impressionante sia con campioni in rapido movimento che in fluorescenza a bassa luminosità, in particolare grazie alla funzione di raffreddamento.

### LINK PRODOTTO:

[www.arrelab.it/product/serie-arc-p1ccgs](http://www.arrelab.it/product/serie-arc-p1ccgs)

