

SCHEDA TECNICA

Serie : ARC-P1CMGS



CODICE PRODOTTO:

Sito: ARC-P1CMGS

Codice Me.Pa: ARC-P1CMGS

DESCRIZIONE

Superba , sbalorditiva fotocamera SONY EXMOR CMOS con otturatore globale a bassa risoluzione (1,7 MP), sensore grande raffreddato e connessione USB3.0 , consigliata per applicazioni scientifiche specifiche, in particolare collegate alla microscopia a fluorescenza. I principali punti chiave sono l'otturatore globale caratterizzato dalla sua sensibilità, che rende questa serie impressionante sia con campioni in rapido movimento che in fluorescenza a bassa luminosità, in particolare grazie alla funzione di raffreddamento. Il sensore monocromatico la rende perfetta per l'imaging a fluorescenza.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/serie-arc-p1cmgs

